

La **LINGETTE PURELL** est lingette imprégnée d'une solution antiseptique et désinfectante pour l'antiseptie des mains et la désinfection des objets, des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs.

La **LINGETTE PURELL** permet de désinfecter la plupart des ustensiles personnels (outils, souris, pince à ongles, thermomètre, rasoir, ciseaux, etc...) et des objets publics et professionnels (téléphones, surfaces de contact, poignée de portes, petite instrumentation, abattants de WC, sanitaires, etc...)

Elle s'utilise en voyage, voiture, avion, au bureau, à la maison. Le spectre d'efficacité des **LINGETTES PURELL** couvre tous les virus enveloppés incluant les coronavirus.



PRATIQUE : il suffit de tirer horizontalement une lingette et de frotter les mains ou la surface pendant au moins 1 minute.

FORMULATION : testée sous contrôle dermatologique avec une très bonne tolérance cutanée.

LINGETTES PURELL 227 002

**Lingettes antiseptiques et
désinfectantes pour les
mains**

*Aout/09
Ré actualisé Mai 2020
Ré actualisé Juillet 2020*

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPRÉGNATION

Bactéries :

EN 1276* (v.2010) 30 s
EN 13727 +A2* (v.2015) 30 s
EN 13727+A2* (v.2015). Staphylococcus aureus SARM.
Enterococcus faecium résistant à la Vancomycine (VRE),
Escherichia coli BLSE 30 s
EN 13697** (v.2015) 1min
EN 14561* 5min

Levures :

EN 13624* (v.2013)
Candida albicans + Candida auris 1 min
EN 13697* (v.2015), Candida albicans 5 min
EN 13697+A1* (v.2019), Candida auris 5 min
EN 1650+A1* (v.2013), Candida albicans 1 min
EN 14652*, Candida albicans 5 min

Virus :

Actif sur :
EN 14476+A1* (v.2015), Rotavirus 1 min
EN 14476+A1* (v.2015), Virus de la Vaccine (MVA)
Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza HINI, VIH... 30 s

*Etudes réalisées en conditions de propreté

**Etude réalisée en conditions de saleté

Caractéristiques techniques :

Substances actives de la solution :
Ethanol : CAS 64-17-5 (48g/kg)
Chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3g/kg)
Chlorhexidine digluconate CAS n°18472-51-0 (1.2g/kg)
pH : neutre pour la peau
Odeur : mentholée
Non tissé : spunbond blanc, 22g/m²
Nombre de lingettes : 100
Dimension de la lingette : 130 x 210 mm
Produit biocide TP1 et TP2

Mode d'emploi :

Tirer : HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe.
Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. Frotter la surface ou les mains à l'aide de la lingette, sans oublier les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, les poignets et la pulpe des doigts, pendant au moins 1 minute. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

Précautions d'emploi :

Ne pas avaler.
Usage externe sur peau saine uniquement.
Ne pas utiliser avec d'autres produits.
Réservé à un usage sur des surfaces, des objets, et des petits matériels ne présentant pas de rugosité. L'utilisation des lingettes ne dispense pas du protocole de nettoyage (préalable à toute désinfection).
En cas de réutilisation, risque de contamination.
Pour plus de renseignements, se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

