

TEXXISEPTYL est un dégraissant bactéricide, fongicide, levuricide et virucide (EN 14776) diluable dans l'eau, totalement alimentaire. Il dissout les corps gras et permet une désinfection en profondeur des surfaces.

TEXXISEPTYL est conforme à la législation relative au matériel et aux objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 et ses modifications).

TEXXISEPTYL, formule à caractère alcaline fait preuve d'une grande efficacité dégraissante sur les graisses animales et végétales. Grâce à sa formule adaptée, **SANS PARFUM**, il permet une désinfection en profondeur des surfaces agro-alimentaires sans risque d'altération ultérieure des propriétés organoleptiques des aliments stockés à proximité.



DOMAINES D'APPLICATION :

Matériel de récolte, caves à vins, cuves, matériel de laiterie, industrie vinicole et des boissons, matériel de transport, locaux de stockage, locaux de transformation, abattoirs, découpes, conserveries, rayons frais, salaisons, industries du poisson, métiers de bouche, industries vinicoles et des boissons, transporteurs alimentaires, artisanat des métiers de bouche, industries pharmaceutiques, cosmétiques... Maisons de retraites, cliniques, hôpitaux, crèches, écoles, cantines, foyers, colonies de vacances, campings...

**TEXXISEPTYL
258 005**

**NETTOYANT DÉSINFECTANT
BACTERICIDE
LEVURICIDE
FONGICIDE
VIRUCIDE**

*Juillet/15
Juin /20
Janvier/24*

MODE D'EMPLOI :

Voir tableau ci-joint.

Utiliser **TEXXISEPTYL** à une concentration désinfectante de 10% (à diluer de préférence en eau tiède, 30°C environ). Laisser agir pendant minimum 5 minutes puis rincer à l'eau potable.

En cas de matériels particulièrement souillés par des matières organiques, diluer, **TEXXISEPTYL** à une concentration de 40%. Appliquer par brossage, trempage, circulation pulvérisation ou nébulisation (précisions dans le tableau ci-joint).

Caractéristiques

Aspect : liquide incolore

Odeur : inodore

pH : 10.5 ± 1

Densité : 1.01 ± 0.05

ALIMENTAIRE

COMPATIBLE : avec les bacs à ultrasons.

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité, nocivité selon la Directive Européenne n°88/379 et ses adaptations.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.



TEXXISEPTYL

258 005

TABLEAU DES ACTIVITÉS ET DES DILUTIONS NÉCESSAIRES

ACTIVITÉ	NORMES	SOUCHES	DILUTION (V/V)	TEMPS DE CONTACT EN MINUTES
Bactéricide	EN 13697 – Conditions de saleté	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirea	20%	5
Bactéricide	EN 1276 – Conditions de saleté	Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirea	10%	1
Bactéricide	EN 1276 – Conditions de saleté	Listeria monocytogenes Salmonelle enterica	20%	5
Levuricide	EN 1650 – Conditions de saleté	Candida Albicans	5%	15
Fongicide	EN 13697 – Conditions de saleté	Aspergillus Brasiliensis Candida Albicans	50%	15
Levuricide	EN 13697 – Conditions de saleté	Candida Albicans	10%	15
Virucide	EN 14476 – Conditions de saleté	Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC – CR1508	10%	15
Virucide	EN 14476 – Conditions de saleté	Coronavirus Humain 229E	PUR	15
Virucide	EN 14476 – Conditions de saleté	H1N1	10%	15
Virucide	EN 14476 – Conditions de saleté	Rotavirus	PUR	15